



Automatický Měřič Krevního Tlaku

Model: X1

Detekce Manžety



Detekuje a indikuje, zda manžeta je na paži nasazena správně.

Detekce Pohybu



Upozorňuje na klid při měření a indikuje pohyb během měření.



- Detekce Manžety
- Detekce Pohybu
- Indikace Rizika Hypertenze
- Detekce Nepravidelného Tepu (IHB)
- Paměť Posledního Měření
- Jednotlačítkové Ovládání
- Univerzální kónická manžeta
- Velký LCD Display : 55*63 mm
- Uzavíratelný Úložný Obal



Detekce Manžety



Detekce Pohybu



Indikace Rizika Hypertenze



Detekce nepravidelného Tepu (IHB)



Paměť Posledního Měření



Jednotlačítkové Ovládání



Univerzální Kónická Manžeta



Úložný Obal



Univerzální Kónická manžeta pro obvod paže: 24~40cm (9.4" ~15.7")

prodejce:

Real **f**uzzy Technologie

Real Fuzzy technologie určuje optimální tlak v manžetě na základě systolického krevního tlaku a velikosti paže uživatele. Uživatelé už nemusí před měřením předem nastavit úroveň natlakování manžety. Tato technologie zvyšuje komfort měření a zabraňuje nepřesnému měření způsobenému chybnou úrovní natlakování manžety.